

INFORMATIE OPLOSBAARHEID DIERGENEESMIDDELEN - PLUIMVEE

09-2017

werkzame stof	productnaam	oplostemperatuur	pH van de oplossing in water	houdbaarheid van het product opgelost in drinkwater
amoxicilline	Amoxy Active® 697 mg/g	20°C	basisch	12 uur
ampicilline	Ampisol® 20%	20°C	licht basisch	12 uur
	Ampisol® 100%	20°C	neutraal	12 uur
colistine	Coldostin® 4 800 000 IE/g	20°C	licht zuur	24 uur
	Colisol®	20°C	zuur	24 uur
	Colistine 1200	20°C	licht zuur	direct gebruiken
doxycycline	Doxylin® 50% WSP	40°C	zuur	24 uur
	Doxylin® CT WSP 500 mg/g	40°C	zuur	24 uur
enrofloxacin	Lanflox® 100 mg/ml	40°C	basisch	24 uur
flumequine	Enterflume® kalf/kip	60°C	basisch	24 uur
koper	Copper Forte	20°C	licht zuur/zuur	12 uur
lincomycine	Lincomycine 20%	20°C	licht zuur	48 uur
neomycine	Neosol® 100%	20°C	licht zuur	24 uur
oxytetracycline	Oxytetracycline HCl	40°C	zuur	24 uur
phenoxymethylpenicilline	Phenoxyphen® WSP	20°C	neutraal	12 uur
sulfadimidine	Sulfadimidine-Na	40°C	basisch	direct gebruiken
sulfaquinoxaline	Sulfaquinoxaline Natrium	40°C	basisch	direct gebruiken
tiamuline	Vetmulin® 450 mg/g	40°C	zuur	24 uur
tilmicosine	Tilmovet® 250 mg/ml	20°C	zuur	24 uur
trim/sulfa	T.S.-Sol®	20°C	basisch	24 uur
	T.S.-Sol® 20/100	20°C	basisch	direct gebruiken
	Trim/Sul 80/420	60°C	licht basisch	24 uur
tylosine	Tylogran® 1000 mg/g	40°C	licht zuur	24 uur

